

Anti-Gabaa-Rezeptor Beta 1 (Gabrb1) Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P18505

Artikelnummer: CM0003136



Einführung

Anti-GABAA-Rezeptor beta 1 (GABRB1) monoklonaler Kaninchen-Antikörper validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für Forschung zu inhibitorischer Neurotransmission und Epilepsie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GABA _A -Rezeptor beta 1 (GABRB1) Kaninchen mAb
Anmerkungen/Aliase	DEE45; EIEE45; GABA A Rezeptor beta 1 (GABRB1)
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	2560
GeneID	2560
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 350-450 des menschlichen GABA _A -Rezeptor beta 1 (GABRB1) (NP_000803.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P18505
Proteingewicht	54kDa
Versand	Eispackung