


Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Gegen Den Gaba-A-Rezeptor Beta 2 (Gabrb2) Für Wb, Elisa - P47870

Artikelnummer: CM0021808



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der spezifisch den GABA-A-Rezeptor Beta 2 (GABRB2) erkennt. Geeignet für WB und ELISA. Kreuzreaktiv mit Human und Maus. Ein wertvolles Werkzeug für die Erforschung der inhibitorischen Neurotransmission und neurologischer Erkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GABA-A-Rezeptor Beta 2 (GABRB2) Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	DEE92; ICEE2; GABA-A-Rezeptor Beta 2 (GABRB2)
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	2561
Gen-ID	2561
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das die Aminosäuren 26-244 des humanen GABRB2 (NP_000804.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	P47870
Proteingewicht	59 kDa
Versand	Kühlakku