

Anti-Gaba-Transaminase (Abat) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - P80404

Artikelnummer: CM0030592

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humane GABA-Transaminase (ABAT). Validiert für WB, IF-P und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung des GABA-Stoffwechsels und neurologischer Störungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GABA-Transaminase (ABAT) Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	GABAT; NPD009; GABA-AT; GABA-Transaminase (ABAT)
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	18
GenID	18
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P80404
Proteingewicht	56 kDa
Versand	Eisbeutel