


Anti-Gabarap Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - 095166

Artikelnummer: CM0009468



Einführung

Rekombinanter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes GABARAP, geeignet für Western Blot und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für Forschung zu Autophagie und intrazellulärem Transport.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GABARAP Kaninchen mAk
Bemerkungen/Aliase	MM46; ATG8A; GABARAP-a; GABARAP
Art	Mensch
GenID (Mensch)	11337
GenID	11337
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem GABARAP (095166) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	095166
Proteinmasse	14 kDa
Versand	Eisbeutel