


## Anti-Gabarap Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - O95166

Artikelnummer: CM0013774



### Einführung

GABARAP-Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Erkennt humanes, murines und Ratten-GABARAP, ein wichtiges Protein für die Autophagie und den Transport von GABA(A)-Rezeptoren. Ideal für die neurologische und onkologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                 |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | GABARAP Rabbit pAb                                                                                                   |
| Bemerkungen/Alias | MM46, ATG8A, GABARAP-a, GABARAP                                                                                      |
| Art               | Mensch                                                                                                               |
| Gen-ID (Mensch)   | 11337                                                                                                                |
| Gen-ID            | 11337                                                                                                                |
| Immunogen         | Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des humanen GABARAP (NP_009209.1) entspricht |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                            |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                               |
| Anwendung         | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                     |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                  |
| SWISS             | O95166                                                                                                               |
| Proteingewicht    | 14 kDa                                                                                                               |
| Versand           | Kühlakku                                                                                                             |