


Anti-Gabarap Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O95166

Artikelnummer: CM0016952



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen GABARAP, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung der Autophagie und des GABA-Rezeptortransports.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GABARAP-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	MM46; ATG8A; GABARAP-a; GABARAP
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	11337
Gen-ID	11337
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des menschlichen GABARAP (NP_009209.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O95166
Proteingewicht	14 kDa
Versand	Eisbeutel