


Anti-Gabarapl2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P60520

Artikelnummer: CM0020665



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes GABARAPL2, geeignet für WB und ELISA. Reagiert mit humanen und Maus-Proben. Zielt auf ein Protein ab, das an der Autophagie und dem intra-Golgi-Transport beteiligt ist; ideal für die zellbiologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GABARAPL2 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	ATG8; GEF2; ATG8C; GEF-2; GATE16; GATE-16; GABARAPL2
Spezies	Human
Gen-ID	11345
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-50 von humanem GABARAPL2 entspricht (NP_009216.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	P60520
Proteingewicht	14 kDa
Versand	Eisbeutel