


Anti-Gabarapl2 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P60520

Artikelnummer: CM0010528



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper, der gegen menschliches GABARAPL2 (GATE-16) gerichtet ist. Validiert für WB und ELISA; kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte. 14 kDa, Immunogen aa 38-117. Geeignet für Studien zu Autophagie und intra-Golgi-Transport.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GABARAPL2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	ATG8, GEF2, ATG8C, GEF-2, GATE16, GATE-16, FLC3A, GABARAPL2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	11345
GenID	11345
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 38-117 von menschlichem GABARAPL2 (P60520) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P60520
Proteinmasse	14kDa
Versand	Eisbeutel