

Anti-Gabpa Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q06546

Artikelnummer: CM0027767

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes GABPA (GA-Binding-Protein-Alpha-Kette), validiert für WB-, IHC-P-, IF/ICC- und ELISA-Anwendungen. Kreuzreagiert mit humanen, murinen und rattigen Proben. Nur für Forschungszwecke.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GABPA Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	NFT2; NRF2; NRF2A; E4TF1A; E4TF1-60; RCH04A07; GABPA
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2551
Gen-ID	2551
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-260 von humanem GABPA (NP_002031.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q06546
Proteingewicht	51kDa
Versand	Eisbeutel