

Anti-Gabpb1-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q06547

Artikelnummer: CM0029636

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen GABPB1, einen Transkriptionsfaktor, der nukleär codierte mitochondriale Gene reguliert. Validiert für WB und ELISA; kreuzreagiert mit Human und Maus; 42kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GABPB1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	E4TF1; GABPB; BABPB2; E4TF1B; GABPB2; NRF2B1; NRF2B2; GABPB-1; E4TF1-47; E4TF1-53; GABPB1
Spezies	Human
GenID (Human)	2553
GenID	2553
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 231-395 von humanem GABPB1 (NP_005245.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q06547
Proteinmasse	42kDa
Versand	Eisbeutel