

Anti-Gabra1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P14867

Artikelnummer: CM0014013



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes GABRA1 (GABAAR alpha-1). Geeignet für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für die Forschung an inhibitorischer Neurotransmission und Epilepsie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GABRA1 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	EJM; ECA4; EJM5; DEE19; EIEE19; GABRA1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	2554
Gen-ID	2554
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 28-251 des humanen GABRA1 entspricht (NP_000797.2).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P14867
Proteingewicht	52 kDa
Versand	Eisbeutel