

Anti-Gabra2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P47869

Artikelnummer: CM0022610



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen die Alpha-2-Untereinheit des GABA(A)-Rezeptors, validiert für Western Blot, IHC-P und ELISA in menschlichen und Maus-Proben. Ideal für Neurowissenschaften und Epilepsie-Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GABRA2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DEE78; EIEE78; GABRA2
Spezies	Mensch
Gen-ID	2555 (Mensch)
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 300-400 von menschlichem GABRA2 (NP_000798.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P47869
Proteingewicht	51kDa
Versand	Eisbeutel