


Anti-Gabra3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P34903

Artikelnummer: CM0015917



Einführung

Anti-GABRA3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Reagiert mit humanem, murinem und ratten GABRA3. Nützlich für die Erforschung inhibitorischer Neurotransmitter und Ionenkanäle.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GABRA3 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	EPILX2; GABRA3
Spezies	Human
GeneID (Human)	2556
GeneID	2556
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 29-276 von humanem GABRA3 enthält (NP_000799.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P34903
Proteingewicht	55kDa
Versand	Eistasche