

Anti-Gabra5 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P31644

Artikelnummer: CM0017253



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen die Gamma-Aminobuttersäure-Rezeptor-Untereinheit Alpha-5 (GABRA5) gerichtet ist. Geeignet für WB und ELISA mit Reaktivität über Mensch, Maus und Ratte. Ein wertvolles Werkzeug zur Untersuchung der GABAergen Signalübertragung und neurologischer Störungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GABRA5 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DEE79; EIEE79; GABRA5
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2558
GenID	2558
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 32-259 von menschlichem GABRA5 (NP_000801.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P31644
Proteingewicht	52kDa
Versand	Eisbeutel