

Anti-Gabra5 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P31644

Artikelnummer: CM0030552



Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper gegen die GABA(A)-Rezeptor-Alpha-5-Untereinheit (GABRA5). Validiert für Western Blot und ELISA-Anwendungen, mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für Neurowissenschaften.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GABRA5 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DEE79; EIEE79; GABRA5
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2558
Gen-ID	2558
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P31644
Proteingewicht	52kDa
Versand	Eisbeutel