

Anti-Gabrd Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb, Elisa - O14764

Artikelnummer: CM0024062



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes GABRD (GABA(A)-Rezeptor-Delta-Untereinheit), validiert für WB und ELISA. Kreuzreaktiv mit Ratte. Ideal für die Forschung zu tonischer GABAerger Inhibition, Schlafregulation und Epilepsie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GABRD polyklonaler Kaninchen-Antikörper
Anmerkungen/Alias	EJM7; EIG10; GEFSP5; GABRD
Spezies	Human
GeneID (human)	2563
GeneID	2563
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 31-248 des humanen GABRD entspricht (NP_000806.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Ratte
SWISS	O14764
Proteingewicht	51 kDa
Versand	Eisbeutel