

Kaninchen-Polyklonaler Anti-Gabrg1-Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q8N1C3

Artikelnummer: CM0015193

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes GABRG1 (Gamma-1-Untereinheit des GABA(A)-Rezeptors). Geeignet für WB, IF/ICC und ELISA; kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung inhibitorischer Neurotransmitterrezeptoren.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GABRG1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	GABRG1
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	2565
GeneID	2565
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 200-260 des humanen GABRG1 (NP_775807.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8N1C3
Proteingewicht	54 kDa
Versand	Kühlakku