


Anti-Gabrr1 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P24046

Artikelnummer: CM0026692



Einführung

Anti-GABRR1 Kaninchen-polyclonaler Antikörper validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes, murine und Ratten-GABRR1 (rho-1 GABA-Rezeptor-Untereinheit). Geeignet für Forschung zu retinaler und cerebellärer Neurotransmission.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GABRR1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GABRR1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2569
GenID	2569
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 365-465 von menschlichem GABRR1 (NP_002033.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P24046
Proteingewicht	56kDa
Versand	Eisbeutel