


Anti-Gad65/Gad2 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - Q05329

Artikelnummer: CM0006565



Einführung

Rekombinanter Kaninchen-monoklonaler Antikörper, der gegen menschliches GAD65/GAD2 (Glutamat-Decarboxylase 2) gerichtet ist. Validiert für WB, IP, ELISA mit Kreuzreaktivität bei Maus und Ratte. Ideal für die GABA-Biosynthese und neurologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GAD65/GAD2 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	GAD65; GAD65/GAD2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2572
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-125 von menschlichem GAD65/GAD2 (NP_000809.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q05329
Proteingewicht	65kDa
Versand	Eisbeutel