


Anti-Gad65/Gad2 Maus-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q05329

Artikelnummer: CM0009906



Einführung

Maus-monoklonaler Antikörper gegen humanes GAD65/GAD2, validiert für WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Erkennt die 65kDa Glutamat-Decarboxylase-Isoform, die an der GABA-Biosynthese beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GAD65/GAD2 Maus mAb
Bemerkungen/Alias	GAD65
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	2572
GeneID	2572
Immunogen	Rekombinantes Protein von humanem GAD65/GAD2
Herkunft	Maus
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q05329
Protein-Gewicht	65kDa
Versand	Eisbeutel