


Anti-Gad65/Gad2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - Q05329

Artikelnummer: CM0015687



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes GAD65/GAD2, ein GABA-synthetisierendes Enzym. Validiert für WB, IF-P und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Geeignet für Neurowissenschaften und Autoimmunitätsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GAD65/GAD2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GAD65; GAD65/GAD2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2572
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 401-585 von humanem GAD65/GAD2 (NP_001127838.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q05329
Proteingewicht	65 kDa
Versand	Eisbeutel