


Anti-Gad67/Gad1 Polyklonale Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - Q99259

Artikelnummer: CM0030383



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes GAD67/GAD1 (GABA-Synthese-Enzym) für WB, IF-P, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für Neurowissenschafts- und Diabetesforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GAD67/GAD1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	GAD; SCP; CPSQ1; DEE89
Art	Mensch
GenID (Mensch)	2571
GenID	2571
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 141-240 von humanem GAD67/GAD1 (NP_000808.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q99259
Proteingewicht	67 kDa
Versand	Eisbeutel