


Anti-Gad67/Gad1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q99259

Artikelnummer: CM0003224



Einführung

Hochwertiger Anti-GAD67/GAD1 Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt humanes, murines und ratten GAD67. Ideal für Neurowissenschaften, Neurobiologie und GABA-Stoffwechselforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GAD67/GAD1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	GAD; SCP; CPSQ1; DEE89; GAD67/GAD1
Spezies	Human
GeneID (Human)	2571
GeneID	2571
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem GAD67/GAD1 (Q99259) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q99259
Proteingewicht	67kDa
Versand	Eisbeutel