


Anti-Gadd45A Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P24522

Artikelnummer: CM0021059



Einführung

Kaninchen-polklonaler Antikörper gegen GADD45A (DDIT1), validiert für WB, IHC-P und ELISA. Reagiert mit den Spezies Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für Forschungsanwendungen im Bereich DNA-Schaden und Zellzyklus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GADD45A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliaße	DDIT1; GADD45; GADD45A
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1647
GenID	1647
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-165 von humanem GADD45A (NP_001915.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P24522
Proteingewicht	18 kDa
Versand	Eisbeutel