


## Anti-Gadd45G-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - O95257

Artikelnummer: CM0014724



### Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen GADD45G (CR6/DDIT2), validiert für WB, IHC-P und ELISA bei Mensch, Maus und Ratte. Beteiligt an Wachstumsarrest, Apoptose und stressresponsiver MAPK-Signalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Spezifikation                                                                                                                |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | GADD45G-Kaninchen-pAb                                                                                                        |
| Bemerkungen/Alias | CR6; DDIT2; GRP17; GADD45gamma; GADD45G                                                                                      |
| Art               | Mensch                                                                                                                       |
| Gen-ID (Mensch)   | 10912                                                                                                                        |
| Gen-ID            | 10912                                                                                                                        |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 90-159 des menschlichen GADD45G (NP_006696.1) entspricht |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                    |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                       |
| Anwendung         | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                             |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                          |
| SWISS             | O95257                                                                                                                       |
| Proteingewicht    | 17 kDa                                                                                                                       |
| Versand           | Kühlakku                                                                                                                     |