

## Anti-Gal3St4 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q96Rp7

Artikelnummer: CM0026059

### Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes GAL3ST4 (Galactose-3-O-sulfotransferase 4) gerichtet ist, für Western Blot und ELISA-Anwendungen. Kreuzreagiert mit Human, Maus und Ratte. Geeignet für die Untersuchung von Sulfonierungswegen in O-verknüpften Glykoproteinen.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                             |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | GAL3ST4 Kaninchen-pAb                                                                                                            |
| Bemerkungen/Alias | GAL3ST-4; GAL3ST4                                                                                                                |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                           |
| Gen-ID            | 79690                                                                                                                            |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 137-486 von humanem GAL3ST4 (NP_078913.3) entspricht |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                        |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                           |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                        |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                              |
| SWISS             | Q96RP7                                                                                                                           |
| Proteingewicht    | 54kDa                                                                                                                            |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                        |