

Anti-Galactosidase Alpha (Gla) Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P06280

Artikelnummer: CM0008550



Einführung

Rekombinanter, monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humane Galactosidase alpha (GLA), geeignet für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung des Glycosphingolipid-Stoffwechsels und des Morbus Fabry.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Galactosidase alpha (GLA) Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	GALA; Galactosidase alpha (GLA)
Spezies	Human
GenelD (Human)	2717
GenelD	2717
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 50-150 der humanen Galactosidase alpha (GLA) (GLA) (P06280) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P06280
Protein-Gewicht	49kDa
Versand	Eisbeutel