

Anti-Galactosidase Alpha (Gla) Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P06280

Artikelnummer: CM0018286



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humane alpha-Galactosidase A (GLA), geeignet für Western Blot und ELISA. Unterstützt die Forschung zum lysosomalen Glycosphingolipid-Stoffwechsel und Morbus Fabry.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Galactosidase alpha (GLA) Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GALA; Galactosidase alpha (GLA)
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	2717
GeneID	2717
Immunogen	Rekombinantes Protein (Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 150-429 der humanen Galactosidase alpha (GLA) (NP_000160.1) enthält)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P06280
Protein-Gewicht	49kDa
Versand	Eisbeutel