

Anti-Galactosidase Alpha (Gla) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P06280

Artikelnummer: CM0023347



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen menschliches Galactosidase alpha (GLA), validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch und Maus. Proteingewicht 49 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Galactosidase alpha (GLA) Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	GALA; Galactosidase alpha (GLA)
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2717
Gen-ID	2717
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 150-429 von menschlichem Galactosidase alpha (Galactosidase alpha (GLA)) (NP_000160.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P06280
Proteingewicht	49 kDa
Versand	Eisbeutel