

Anti-Galc Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P54803

Artikelnummer: CM0027866

Einführung

Hochwertiger Anti-GALC Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Erkennt humane, murine und Ratten-Galaktocerebrosidase. Geeignet für die Erforschung von lysosomalen Speicherkrankheiten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GALC Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GALC
Spezies	Human
Gen-ID (human)	2581
Gen-ID	2581
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 40-300 von humanem GALC enthält (NP_000144.2)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P54803
Protein-Gewicht	77kDa
Versand	Eisbeutel