

Anti-Gale (Udp-Glucose-4-Epimerase) Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q14376

Artikelnummer: CM0030391



Einführung

GALE Kaninchen-pAb, validiert für WB, IHC-P, ELISA. Detektiert GALE (UDP-Glucose-4-Epimerase) aus Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Galactose-Stoffwechsel- und Glykoprotein-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GALE Kaninchen-pAb
Anmerkungen/Alias	SDR1E1; GALE
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	2582
GeneID	2582
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 129-348 des menschlichen GALE (NP_001121093.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q14376
Proteingewicht	38 kDa
Versand	Eisbeutel