

Anti-Galectin-1 (Lgals1) Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P09382

Artikelnummer: CM0009326



Einführung

Anti-Galectin-1 Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA in Human, Maus, Ratte. Ideal für Apoptose-, Zellproliferations- und Immunregulationsstudien, einschließlich T-Zell-Apoptose und Th17-Differenzierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Galectin 1/LGALS1 Kaninchen mAk
Bemerkungen/Alias	GBP; GAL1; Galectin 1/LGALS1
Spezies	Human
GeneID (Human)	3956
GeneID	3956
Immunogen	Ein synthetisches Peptid innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem Galectin-1 (P09382)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P09382
Protein-Gewicht	15kDa
Versand	Eisbeutel