

Anti-Galectin-1/Lgals1-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P09382

Artikelnummer: CM0020037



Einführung

Dieser polyklonale Kaninchenantikörper richtet sich gegen humanes Galectin-1 (LGALS1), ein wichtiges Lektin, das an Apoptose und Immunregulation beteiligt ist. Er wurde für Western Blotting (WB) und ELISA validiert und zeigt außerdem Kreuzreaktivität mit Proben von Maus und Ratte, wodurch er sich für die translationale Forschung eignet.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO-validiert] Galectin-1/LGALS1-Kaninchen-pAb
Anmerkungen/Alias	GBP; GAL1; S1
Spezies	Mensch
GeneID	3956
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-135 des humanen Galectin-1/LGALS1 (NP_002296.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P09382
Proteingewicht	15 kDa
Versand	Kühlakku