


Anti-Galectin-3/Lgals3-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P17931

Artikelnummer: CM0006739



Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes Galectin-3 (LGALS3) für WB, IF/ICC, IP und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Rekombinantes Immunogen in voller Länge; detektiert ein 26-kDa-Protein. Ideal für Studien zu Entzündung, Autophagie und Krebs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Galectin-3/LGALS3-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	L31; GAL3; MAC2; CBP35; GALBP; GALIG; LGALS2; Galectin-3/LGALS3
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	3958
GeneID	3958
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-250 des humanen Galectin-3/LGALS3 (NP_002297.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P17931
Proteinmasse	26 kDa
Versand	Kühlakku