


Anti-Galectin 3/Lgals3 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ip, Fc, Elisa - P17931

Artikelnummer: CM0008421



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen menschliches Galectin-3/LGALS3, validiert für WB, IF/ICC, IP, FC, ELISA. Erkennt humanes und murines Galectin-3. Geeignet für die Untersuchung lektinvermittelter Prozesse, Entzündungen und die Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Galectin 3/LGALS3 Kaninchen mAk
Bemerkungen/Alias	L31; GAL3; MAC2; CBP35; GALBP; GALIG; LGALS2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3958
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-250 des menschlichen Galectin 3/LGALS3 (NP_002297.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IP, FC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P17931
Proteingewicht	26kDa
Versand	Eisbeutel