


Anti-Galectin 3/Lgals3 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P17931

Artikelnummer: CM0005590



Einführung

Hochwertiger Galectin 3/LGALS3 Kaninchen-monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Kreuzreaktiv mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung von Lektin-vermittelter Zelladhäsion, Entzündung und Krebs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Galectin 3/LGALS3 Kaninchen mAk
Bemerkungen/Alias	L31; GAL3; MAC2; CBP35; GALBP; GALIG; LGALS2; Galectin 3/LGALS3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3958
GenID	3958
Immunogen	Synthetisches Peptid (Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-200 von menschlichem Galectin 3/LGALS3 (P17931) entspricht)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P17931
Proteingewicht	26 kDa
Versand	Eisbeutel