


Anti-Galectin 4/Lgals4 Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P56470

Artikelnummer: CM0007949



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes Galectin 4/LGALS4, validiert für WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung von Verbindungsassemblierung und Adhäsion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Galectin 4/LGALS4 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	GAL4; L36LBP; Galectin 4/LGALS4
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	3960
Gen-ID	3960
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem Galectin 4/LGALS4 (P56470) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P56470
Proteingewicht	36kDa
Versand	Eisbeutel