


## Anti-Galectin 4/Lgals4 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - P56470

Artikelnummer: CM0021987



### Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes Galectin-4, validiert für WB, IF-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Untersuchung von Galactose-bindenden Lektin-Funktionen und der Biologie von Adhärenzverbindungen.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | Galectin 4/LGALS4 Kaninchen pAb                                                                                                       |
| Bemerkungen/Alias | GAL4; L36LBP; Galectin 4/LGALS4                                                                                                       |
| Spezies           | Human                                                                                                                                 |
| Gen-ID (Human)    | 3960                                                                                                                                  |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-100 von humanem Galectin 4/LGALS4 (NP_006140.1) enthält |
| Herkunft          | Kaninchen                                                                                                                             |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                                |
| Anwendung         | WB, IF-P, ELISA                                                                                                                       |
| Kreuzreaktivität  | Human, Maus, Ratte                                                                                                                    |
| SWISS             | P56470                                                                                                                                |
| Protein-Gewicht   | 36kDa                                                                                                                                 |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                             |