

Anti-Galk1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P51570

Artikelnummer: CM0024492



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes GALK1, hergestellt gegen rekombinantes Protein (aa 1-120). Validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Mensch und Maus. Ideal für die Galactose-Stoffwechsel- und Kinase-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GALK1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GK1; GALK; HEL-S-19; GALK1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2584
GenID	2584
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-120 von humanem GALK1 (NP_000145.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P51570
Proteingewicht	42kDa
Versand	Eisbeutel