

## Anti-Galns Kaninchen-Polyclonalkörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P34059

Artikelnummer: CM0026419



### Einführung

Hochwertiger Kaninchen-Polyclonalkörper gegen das menschliche Enzym N-Acetylgalactosamin-6-Sulfatase (GALNS), geeignet für WB, IF/ICC und ELISA. Erkennt GALNS von Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Forschung zu lysosomalen Speichererkrankungen einschließlich der Mukopolysaccharidose Typ IVA.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter          | Wert                                                                                                                             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname        | GALNS Kaninchen pAb                                                                                                              |
| Anmerkungen/Aliaße | GAS; MPS4A; GalN6S; GALNAC6S; GALNS                                                                                              |
| Spezies            | Mensch                                                                                                                           |
| Gen-ID             | 2588                                                                                                                             |
| Immunogen          | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 353-522 des menschlichen GALNS (NP_000503.1) enthält |
| Quelle             | Kaninchen                                                                                                                        |
| Kategorie          | Polyclonale Antikörper                                                                                                           |
| Anwendung          | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                |
| Kreuzreaktivität   | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                              |
| SWISS              | P34059                                                                                                                           |
| Proteinmasse       | 58kDa                                                                                                                            |
| Versand            | Eisbeutel                                                                                                                        |