

Anti-Galnt2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q10471

Artikelnummer: CM0027567



Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper, der gegen menschliches GALNT2 (GalNAc-T2) gerichtet ist und für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA validiert wurde. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die O-Glykosylierungsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GALNT2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CDG2T; GalNAc-T2; GALNT2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2590
Gen-ID	2590
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 442-571 von menschlichem GALNT2 (NP_004472.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q10471
Proteingewicht	65kDa
Versand	Eisbeutel