

Anti-Galnt3 Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q14435

Artikelnummer: CM0026055

Einführung

Hochwertiger Kaninchen-polykloanaler Antikörper, der gegen humanes GALNT3 (GalNAc-T3) gerichtet ist, validiert für Anwendungen im Western Blot (WB) und ELISA. Ideal für Studien zu O-verknüpfter Glykosylierung, Mucin-Biologie und FGF23-Regulation.

[Mehr erfahren](#)

Kernparameter	Spezifikation
Produktname	GALNT3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliaße	HHS; HFTC; HFTC1; GalNAc-T3; GALNT3
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2591
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-140 von humanem GALNT3 (NP_004473.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q14435
Proteingewicht	73 kDa
Versand	Eisbeutel