

Anti-Galnt3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q14435

Artikelnummer: CM0018498

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper spezifisch für humanes GALNT3 (GalNAc-T3). Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Human, Maus, Ratte. Ideal für die Erforschung von O-Glykosylierung und FGF23-assoziierten Erkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GALNT3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HHS; HFTC; HFTC1; GalNAc-T3; GALNT3
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	2591
Gen-ID	2591
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 43-160 von humanem GALNT3 (NP_004473.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q14435
Proteingewicht	73kDa
Versand	Eisbeutel