

Anti-Galnt6-Polyklonalantikörper Für Wb, Elisa - Q8Ncl4

Artikelnummer: CM0017579

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes GALNT6 (GalNAc-T6), validiert für Western Blot und ELISA. Entwickelt für die Untersuchung von O-verknüpfter Glykosylierung, onkofetaler Fibronectin-Synthese und FGF23-Modifikation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GALNT6 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	GalNAcT6; GALNAC-T6; GALNT6
Spezies	Human
GeneID (Human)	11226
GeneID	11226
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 30-140 von humanem GALNT6 (NP_009141.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q8NCL4
Protein-Gewicht	71kDa
Versand	Eistasche