

Anti-Galnt7 Poliklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q86Sf2

Artikelnummer: CM0018997



Einführung

GALNT7 Kaninchen-poliklonaler Antikörper validiert für WB, IHC-P, ELISA. Erkennt spezifisch menschliche N-Acetylgalactosaminyltransferase 7 (75 kDa), eine im Golgi lokalisierte Glykopeptidtransferase, die essenziell für die Biosynthese von O-gebundenen Oligosacchariden ist. Geeignet für Glykobiologie- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GALNT7 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	GalNAcT7; GALNAC-T7; GALNT7
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	51809
Gen-ID	51809
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 30-130 des menschlichen GALNT7 (NP_059119.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q86SF2
Proteinmasse	75 kDa
Versand	Eisbeutel