

Anti-Galp Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Ubc7

Artikelnummer: CM0020628

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes GALP, geeignet für Western Blot und ELISA. Erkennt humanes, murines und Ratten-GALP. Erforschung der Neuropeptidfunktion, hypothalamischen Signalübertragung und antimikrobiellen Aktivität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GALP Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GALP
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	85569
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 25-116 von humanem GALP (NP_149097.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UBC7
Proteingewicht	13 kDa
Versand	Eisbeutel