

Anti-Galt Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P07902

Artikelnummer: CM0018920



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen menschliches GALT (Galaktose-1-Phosphat-Uridyltransferase). Geeignet für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Vorhergesagtes Molekulargewicht 43 kDa. Nützlich für die Forschung zum Galaktosestoffwechsel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GALT Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GALT; Galaktose-1-Phosphat-Uridyltransferase
Spezies	Mensch
Gen-ID	2592
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-379 von menschlichem GALT (NP_000146.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P07902
Proteingewicht	43 kDa
Versand	Eisbeutel