

Anti-Gamma-Synuclein Monoklonaler Antikörper Für Wb - O76070

Artikelnummer: CM0011100

Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper, hergestellt gegen menschliches gamma-Synuclein (O76070). Validiert für Western Blot, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Forschung zur Neurofilament-Integrität und neurodegenerativen Erkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	gamma-Synuclein Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	SR, BCSG1, gamma-Synuclein
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6623
GenID	6623
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 48-127 von menschlichem gamma-Synuclein (O76070) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O76070
Proteingewicht	13kDa
Versand	Eisbeutel