

Anti-Gamma-Synuclein Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - O76070

Artikelnummer: CM0018509

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes Gamma-Synuclein (SNCG/Breast cancer-specific gene 1). Validiert für Western Blot, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Human und Maus. Ideal für die Neurobiologie- und Onkologieforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	gamma-Synuclein Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SR; BCSG1; gamma-Synuclein
Spezies	Human
Gen-ID	6623
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	O76070
Protein-Gewicht	13kDa
Versand	Eistasche