

Anti-Ganab Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q14697

Artikelnummer: CM0016262



Einführung

Kaninchen polyklonaler Antikörper gegen menschliches GANAB, die katalytische Untereinheit der Glukosidase II. Validiert für WB, IF/ICC und ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Studien zu Glykoproteinverarbeitung und Polycystin-Reifung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GANAB Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	G2AN; GIIA; PKD3; GLUII; GANAB
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	23193
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-260 des menschlichen GANAB (NP_001265123.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q14697
Proteingewicht	107 kDa
Versand	Eisbeutel